



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

М.О., г. Королев, ул. Фрунзе 1а

Офис.: +7 (495) 769-29-09; Сервис.: +7 (495) 764-95-65; Тел./факс: +7 (498) 601-22-75

Http://www.proseptik.ru; E-mail: info@proseptik.ru

Консервация локальной очистной станции ЮНИЛОС.

Что необходимо.

- Отключить станцию от источника электропитания (стабилизатор напряжения, автомат).
- Провести сервисное обслуживание (если очистная станция эксплуатировалась более 3 месяцев).
- После отключения электропитания необходимо, чтобы активный ил отстоялся.
- При подготовке к консервации необходим дренажный насос погружного типа - для последовательной откачки излишка ила.

Откачивание.

- Откачав избыток ила из всех камер до определенного уровня, в каждый отсек станции необходимо поместить пластиковые бутылки, частично заполненных песком. Это необходимо, для снижения давления льда на стенки станции, т.к. уровень воды находится в зоне промерзания.

Оборудование.

- Компрессор отключается от электропитания демонтируется и хранится в тёплом и сухом месте. Это продлевает его срок службы.
- отсоединяется воздушный патрубок.

Утепление (в случае консервации в зимний период).

- крышка очистного сооружения плотно закрывается и утепляется, утеплитель укладывается на грунт по периметру станции на определенную ширину.
- всё накрывается плотной полиэтиленовой плёнкой, края плёнки пригружаются.
- весь утепленный периметр рекомендуется покрыть слоем снега на время консервации.

Расконсервация.

- изъять пластиковые бутылки из каждого отсека.
- смонтировать и подключить компрессор.
- подключить станцию к электропитанию.

Рекомендуем производить консервацию/расконсервацию силами компании БиоТехСервис, во избежании негативных последствий вызванных из-за возможных, некорректно выполненных самостоятельных действий.